




mdcraft.com.tr

**MD**Craft®

## ENDOSKOPIK AKSESUARLAR



# 2017 ÜRÜN KILAVUZU

Türkiye

## SEMBOLLER



Uyumlu kılavuz tel çapı

**WC**

Minimum çalışma kanalı çapı



Paket zarar görmüşse kullanmayın



Kullanma talimatlarına başvurun



Üretim tarihi



Son kullanma tarihi



Yalnızca tek kullanımlıktır. Yeniden kullanmayın



Yeniden sterilize etmeyin

**STERILE** **EO**

Etilen oksid ile sterilize edilmiştir

**LOT**

Parti

**REF**


Katalog numarası



Güneş ışığından koruyun

## İÇİNDEKİLER


---




**Sfinkterotomlar 1**




**Polip çıkarıcılar 6**




**Endoskopik tutucular 9**



**Taş çıkarma balonları 12**




**Basketler 14**



**ERCP kanülleri 17**

# Sfinkterotomlar




Safra kanal sisteminin kanülasyonu ve sfinkterinin kesilmesi için, bir elektro-cerrahi ünite ile birlikte kullanılır. Cihaz steril olarak verilir ve tek kullanımlıktır.


## ELECTROTOME®

### 3 lümenli, yuvarlak uçlu sfinkterotomlar


| Ürün kodu      | Sipariş numarası | Kesme teli | Kılavuz tel | Çalışma kanalı Ø | Açıklama                  | Adet |
|----------------|------------------|------------|-------------|------------------|---------------------------|------|
| EST-01-T50-20  | 30101            | 20 mm      | .035 inch   | 2.8 mm           |                           | 5    |
| EST-01-T50-25  | 30102            | 25 mm      | .035 inch   | 2.8 mm           |                           | 5    |
| EST-01-T50-30  | 30103            | 30 mm      | .035 inch   | 2.8 mm           |                           | 5    |
| EST-01-T50-I30 | 30104            | 30 mm      | .035 inch   | 2.8 mm           | Kesme teli yalıtılmış.    | 5    |
| EST-02-T50-20  | 30201            | 20 mm      | .035 inch   | 2.8 mm           | Billroth II sfinkterotom. | 1    |



3 cm sfinkterotom





Yalıtımlı sfinkterotom



Billroth II sfinkterotom

STERILE EO






INSULATED  
ROTATABLE

Safra kanal sisteminin kanülasyonu ve sfinkterinin kesilmesi için, bir elektro-cerrahi ünite ile birlikte kullanılır. Cihaz steril olarak verilir ve tek kullanımlıktır.


## ELECTROTOME®

### 3 lümenli, yuvarlak uçlu, döndürülebilir sfinkterotomlar

| Ürün kodu      | Sipariş numarası | Kesme teli | Kılavuz tel | Çalışma kanalı Ø | Açıklama                   | Adet |
|----------------|------------------|------------|-------------|------------------|----------------------------|------|
| EST-03-T50-20  | 30301            | 20 mm      | .035 inch   | 2.8 mm           | Döndürülebilir             | 5    |
| EST-03-T50-25  | 30302            | 25 mm      | .035 inch   | 2.8 mm           | Döndürülebilir             | 5    |
| EST-03-T50-30  | 30303            | 30 mm      | .035 inch   | 2.8 mm           | Döndürülebilir             | 5    |
| EST-03-T50-I30 | 30304            | 30 mm      | .035 inch   | 2.8 mm           | Döndürülebilir, yalıtılmış | 5    |



Döndürülebilir sfinkterotom



Döndürülebilir, yalıtılmış

# İğne uçlu sfinkterotom


Biliyer kanülasyonun ve sfinkterotominin gerçekleştirilmesinde alternatif yaklaşımlar gerektiğinde, bir elektro-cerrahi üniteye bağlanarak kullanılır.

Etilen oksid ile steril edilmiştir ve tek kullanımlıktır.


## ELECTROTOME®

### Precut sfinkterotomlar

| Ürün kodu     | Sipariş numarası | Kesme teli  | Kılavuz tel | Çalışma kanalı Ø | Açıklama                                                     | Adet |
|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|--------------------------------------------------------------|------|
| EST-04-T49-50 | 30401            | 5 mm, maks. | .035 inch   | 2.8 mm           | Üç lümenli, 4.9 Fr konik uçlu, sınırlandırılmış bıçak çıkışı | 5    |



İğne uçlu sfinkterotom



Maksimum bıçak çıkışı

STERILE EO



# Hızlı valf sfinkterotomlar

**PATENT**  
HIZLI VALF KONEKTÖR  
2017-13394

Safra kanal sisteminin kanülasyonu ve sfinkterinin kesilmesi için, bir elektro-cerrahi ünite ile birlikte kullanılır. Cihaz steril olarak verilir ve tek kullanımlıktır.




## Yuvarlak uçlu hızlı valf sfinkterotomlar

|                | Sipariş numarası | Kesme teli | Kılavuz tel | Çalışma kanalı Ø | Açıklama              | Adet |
|----------------|------------------|------------|-------------|------------------|-----------------------|------|
| EST-05-D50-20  | 30501            | 20 mm      | .035 inch   | 2.8 mm           |                       | 5    |
| EST-05-D50-25  | 30502            | 25 mm      | .035 inch   | 2.8 mm           |                       | 5    |
| EST-05-D50-30  | 30503            | 30 mm      | .035 inch   | 2.8 mm           |                       | 5    |
| EST-05-D50-I30 | 30504            | 30 mm      | .035 inch   | 2.8 mm           | Yalıtılmış kesme teli | 5    |




## İnce uçlu hızlı valf sfinkterotomlar


| Ürün kodu      | Sipariş numarası | Kesme teli | Kılavuz tel | Çalışma kanalı Ø | Açıklama              | Adet |
|----------------|------------------|------------|-------------|------------------|-----------------------|------|
| EST-05-D44-20  | 30601            | 20 mm      | .025 inch   | 2.8 mm           |                       | 5    |
| EST-05-D44-25  | 30602            | 25 mm      | .025 inch   | 2.8 mm           |                       | 5    |
| EST-05-D44-30  | 30603            | 30 mm      | .025 inch   | 2.8 mm           |                       | 5    |
| EST-05-D44-I30 | 30604            | 30 mm      | .025 inch   | 2.8 mm           | Yalıtılmış kesme teli | 5    |



3 cm sfinkterotom



Yalıtımlı sfinkterotom




Hızlı valf kontrollü injeksiyon

STERILE EO




# Polipektomi cihazları



Polipektomi cihazları bir elektro-cerrahi ünite ile birlikte kullanılır.  
Cihaz steril olarak verilir ve tek kullanımlıktır.

## Endoskopik mukozal rezeksiyon

|  | Ürün kodu | Sipariş numarası | Özellikleri                                     | Snare genişliği | Uzunluk | Çalışma kanalı Ø | Adet |
|--|-----------|------------------|-------------------------------------------------|-----------------|---------|------------------|------|
|  | EMR-S01   | 20501            | Dişli snare<br>SS halat, 0,45 mm                | 30 mm           | 235 cm  | 2,8 mm           | 1    |
|  | EMR-S02   | 20502            | Kombine snare<br>SS halat, 0,33 mm              | 25 mm           | 235 cm  | 2,8 mm           | 1    |
|  | EMR-S03   | 20503            | Kombine yalıtımlı<br>snare<br>SS halat, 0,33 mm | 25 mm           | 235 cm  | 2,8 mm           | 1    |
|  | EMR-S04   | 20504            | Erlangen snare<br>SS monofil, 0,35 mm           | 25 mm           | 235 cm  | 2,8 mm           | 1    |
|  | EMR-S05   | 20501            | Kombine snare<br>SS monofil, 0,35 mm            | 25 mm           | 235 cm  | 2,8 mm           | 1    |



Handle

STERILE EO




Polipektomi cihazları bir elektro-cerrahi ünite ile birlikte kullanılır.  
Cihaz steril olarak verilir ve tek kullanımlıktır.

STERILE EO



## Polipektomi

|  | Ürün kodu | Sipariş numarası | Özellikleri                                                                     | Snare genişliği | Uzunluk | Çalışma kanalı Ø | Adet |
|--|-----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|------------------|------|
|  | POL-B-R15 | 20101            | Yuvarlak mini snare<br>SS halat çapı 0,33 mm<br>Soğuk polipektomi için uygun    | 15 mm           | 235 cm  | 2,8 mm           | 5    |
|  | POL-B-R20 | 20102            | Yuvarlak snare<br>SS halat çapı 0,33 mm<br>Soğuk polipektomi için uygun         | 20 mm           | 235 cm  | 2,8 mm           | 5    |
|  | POL-B-R25 | 20103            | Yuvarlak snare<br>SS halat çapı 0,33 mm                                         | 25 mm           | 235 cm  | 2,8 mm           | 5    |
|  | POL-B-R33 | 20104            | Yuvarlak snare<br>SS halat çapı 0,45 mm                                         | 33 mm           | 235 cm  | 2,8 mm           | 5    |
|  | POL-M-R15 | 20201            | Yuvarlak mini snare<br>Monofil tel çapı 0,25 mm<br>Soğuk polipektomi için uygun | 15 mm           | 235 cm  | 2,8 mm           | 5    |
|  | POL-M-R25 | 20202            | Yuvarlak snare<br>Monofil tel çapı 0,35 mm                                      | 25 mm           | 235 cm  | 2,8 mm           | 5    |
|  | POL-B-H20 | 20301            | Hekzagonal snare<br>SS halat çapı 0,33 mm                                       | 20 mm           | 235 cm  | 2,8 mm           | 5    |
|  | POL-B-H25 | 20302            | Hekzagonal snare<br>SS halat çapı 0,33 mm                                       | 25 mm           | 235 cm  | 2,8 mm           | 5    |
|  | POL-B-H30 | 20303            | Hekzagonal snare<br>SS halat çapı 0,45 mm                                       | 30 mm           | 235 cm  | 2,8 mm           | 5    |
|  | POL-B-A25 | 20401            | Asimetrik snare<br>Kısmi yalıtımlı<br>SS halat çapı 0,33 mm                     | 25 mm           | 235 cm  | 2,8 mm           | 5    |







Handle


# Endoskopik tutucular



Endoskopik tutucu cihazlar, kesilmiş poliplerin, tıkaçıcı gıda artıklarının veya yabancı cisimlerin çıkarılmasında kullanılır. Cihaz steril olarak verilir ve tek kullanımlıktır.

### Endoskopik tutucular, yakalama forsepsi


|                                                                                     | Ürün kodu | Sipariş numarası | Özellikleri                        | Uzunluk | Çalışma kanalı<br>Ø | Adet |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------------------------|---------|---------------------|------|
|  | FOR-3P-01 | 10101            | Tripod tutucu<br>Atravmatik uçlu   | 230 cm  | 2,8 mm              | 5    |
|  | FOR-3P-02 | 10102            | Tripod tutucu<br>Kanca uçlu        | 230 cm  | 2,8 mm              | 5    |
|  | FOR-4P-01 | 10103            | Tetrapod tutucu<br>Atravmatik uçlu | 230 cm  | 2,8 mm              | 5    |
|  | FOR-4P-02 | 10104            | Tetrapod tutucu<br>Kanca uçlu      | 230 cm  | 2,8 mm              | 5    |



Handle





STERILE EO






Döndürülebilir kurtarma filesi, kesilmiş poliplerin, tıkaçıcı gıda artıklarının veya yabancı cisimlerin çıkarılmasında kullanılır. Cihaz steril edilmiştir ve tek kullanımlıktır.

### Kurtarma filesi

|                                                                                     | Ürün kodu   | Sipariş numarası | Özellikleri                                      | Uzunluk | Kateter Ø | Adet |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------------------------------------------|---------|-----------|------|
|  | FIL-18-2040 | 10201            | Küçük boy kurtarma filesi<br>20x40 mm            | 230 cm  | 1,80 mm   | 5    |
|  | FIL-23-2545 | 10202            | Orta boy kurtarma filesi<br>25x45 mm             | 230 cm  | 2,30 mm   | 5    |
|  | FIL-26-3060 | 10203            | Orta boy kurtarma filesi<br>30x60 mm             | 230 cm  | 2,60 mm   | 5    |
|  | FIL-26-4055 | 10204            | Büyük boy, 8 kenarlı kurtarma filesi<br>40x55 mm | 230 cm  | 2,60 mm   | 5    |



Handle

STERILE EO




# Taş çıkarma balonu

Döndürülebilir kurtarma filesi, kesilmiş poliplerin, tıkaçıcı gıda artıklarının veya yabancı cisimlerin çıkarılmasında kullanılır. Cihaz steril edilmiştir ve tek kullanımlıktır.




## 2 lümenli taş çıkarma balonları

| Ürün kodu     | Sipariş numarası | Özellikleri                                              | Balon Ø  | Kılavuz tel | Çalışma kanalı Ø | Adet |
|---------------|------------------|----------------------------------------------------------|----------|-------------|------------------|------|
| BAL-851215-IV | 60101            | Hızlı valf kontrollü ineksiyon<br>Distal kontrast çıkışı | 12-15 mm | ,035 inch   | 2,8 mm           | 5    |




Distal kontrast çıkışı




Hızlı valf kontrollü ineksiyon

## 3 lümenli taş çıkarma balonları

| Ürün kodu       | Sipariş numarası | Özellikleri               | Balon Ø  | Kılavuz tel | Çalışma kanalı Ø | Adet |
|-----------------|------------------|---------------------------|----------|-------------|------------------|------|
| BAL-851215-3L-A | 60201            | Distal kontrast çıkışı    | 12-15 mm | ,035 inch   | 2,8 mm           | 5    |
| BAL-851215-3L-B | 60202            | Proksimal kontrast çıkışı | 12-15 mm | ,035 inch   | 2,8 mm           | 5    |



Distal kontrast çıkışı




Proksimal kontrast çıkışı

STERILE EO



# Basketler




**PATENT**  
HIZLI VALF KONEKTÖR  
2017-13394

Taş kırma basketleri safra kanal sistemindeki taşları yakalama, çıkarma ve kırmada kullanılır. Cihaz steril edilmiştir ve tek kullanımlıktır.




### Litotriptör basketler


| Ürün kodu  | Sipariş numarası | Özellikleri                                                    | Basket genişliği | Uzunluk | Çalışma kanalı Ø | Adet |
|------------|------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|---------|------------------|------|
| BAS-L-SS15 | 40101            | 0,45 mm paslanmaz çelik halat                                  | 15 mm            | 235 cm  | 2,8 mm           | 5    |
| BAS-L-SS20 | 40102            | 0,45 mm paslanmaz çelik halat                                  | 20 mm            | 235 cm  | 2,8 mm           | 5    |
| BAS-L-SS25 | 40103            | 0,45 mm paslanmaz çelik halat<br>Helikal basket, 130° rotasyon | 25 mm            | 235 cm  | 2,8 mm           | 5    |
| BAS-L-SS30 | 40104            | 0,45 mm paslanmaz çelik halat<br>Helikal basket, 130° rotasyon | 30 mm            | 235 cm  | 2,8 mm           | 5    |
| BAS-L-NI20 | 40201            | Nitinol basket                                                 | 20 mm            | 235 cm  | 2,8 mm           | 1    |
| BAS-L-NI30 | 40202            | Nitinol basket                                                 | 30 mm            | 235 cm  | 2,8 mm           | 1    |



Helikal basket




Nitinol basket



Handel

STERILE EO






Taş kırma basketleri safra kanal sistemindeki taşları çıkarmada kullanılır.  
Acil litotripsi için uygundur. Cihaz steril verilir ve tek kullanımlıktır.

STERILE EO




## Taş çıkarma basketler


| Ürün kodu     | Sipariş numarası | Özellikleri                                                                                  | Basket genişliği | Uzunluk | Çalışma kanalı Ø |   |
|---------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|------------------|---|
| BAS-R-SS15    | 40301            | 0,45 mm paslanmaz çelik halat<br>Acil litotripsi için uygun                                  | 15 mm            | 230 cm  | 2,8 mm           | 5 |
| BAS-R-SS20    | 40302            | 0,45 mm paslanmaz çelik halat<br>Acil litotripsi için uygun                                  | 20 mm            | 230 cm  | 2,8 mm           | 5 |
| BAS-R-SS25    | 40302            | 0,45 mm paslanmaz çelik halat<br>Helikal basket, 135° rotasyon<br>Acil litotripsi için uygun | 25 mm            | 230 cm  | 2,8 mm           | 5 |
| BAS-R-SS25-6W | 40304            | 0,33 mm 8 telli basket                                                                       | 25 mm            | 230 cm  | 2,8 mm           | 1 |
| BAS-R-NI20    | 40401            | Nitinol basket<br>Döndürülebilir<br>Acil litotripsi için uygun                               | 20 mm            | 230 cm  | 2,8 mm           | 1 |
| BAS-R-NI30    | 40402            | Nitinol basket<br>Döndürülebilir<br>Acil litotripsi için uygun                               | 30 mm            | 230 cm  | 2,8 mm           | 1 |




Paslanmaz çelik basket



Nitinol basket



8 telli basket



Handle

# ERCP kan  lleri



**PATENT**  
HIZLI VALF KONEKTÖR  
2017-13394

Safra kanal sisteminin kanülasyonu için kullanılır.  
Cihaz steril verilir ve tek kullanımlıktır.


STERILE EO




**Instaview™**

## ERCP kanülleri


| Ürün kodu | Sipariş numarası | Özellikleri                            | Kılavuz tel | Çalışma kanalı Ø | Adet |
|-----------|------------------|----------------------------------------|-------------|------------------|------|
| CAN-ST-S  | 50101            | Standart uç                            | ,035 inch   | 2,8 mm           | 5    |
| CAN-ST-C  | 50102            | Standart uç<br>Kıvrılmış (Precurved)   | ,035 inch   | 2,8 mm           | 5    |
| CAN-MT    | 50201            | Metal uç                               | ,035 inch   | 2,8 mm           | 5    |
| CAN-DT-S  | 50301            | Yuvarlak uç                            | ,035 inch   | 2,8 mm           | 5    |
| CAN-DT-C  | 50302            | Yuvarlak uç<br>Kıvrılmış (Precurved)   | ,035 inch   | 2,8 mm           | 5    |
| CAN-UT-S  | 50401            | Ultra ince uç                          | ,025 inch   | 2,8 mm           | 5    |
| CAN-UT-C  | 50402            | Ultra ince uç<br>Kıvrılmış (Precurved) | ,025 inch   | 2,8 mm           | 5    |




Yuvarlak uç



Ultra ince uç



Metal uç



Hızlı valf kontrollü injeksiyon



Sarge Tıp Teknolojileri Ltd. Şti.  
Pınarbaşı Mahallesi, Hürriyet Caddesi, No 3E 07070 Konyaaltı, Antalya  
Telefon: 242.2260126  
Elektronik posta: bilgi@mdcraft.com.tr

